



# SAÚDE UNIVERSAL







## MaiMed® - porefix transparent Plaster



### Características

- pós-operatório, transparente com poliacrilato-adesiva
  - estéril
  - impermeável de poliuretano-foil
- Com a almofada absorvente central
- fixação segura e remoção suave devido a pele adesivo amigável
  - e adequado para a pele sensível pele-friendly
- transparente permite a avaliação da absorção e secreção de ferida
- suave

### Uso

Para revestimento externo de lesões e de feridas, pós-operatório .

### MaiMed® - porefix transparent, sterile, single packed, in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	EAN	PZN
Plaster	6 cm x 7 cm	transparent	50 x 1 piece	77091	9100625	24
Plaster	9 cm x 10 cm	transparent	25 x 1 piece	77092	9100631	30
Plaster	9 cm x 15 cm	transparent	25 x 1 piece	77093	9100648	30
Plaster	10 cm x 20 cm	transparent	25 x 1 piece	77094	9100654	30
Plaster	10 cm x 25 cm	transparent	25 x 1 piece	77095	9100660	15
Plaster	10 cm x 30 cm	transparent	25 x 1 piece	77096	9100677	15



## MaiMed® - stretch transparent Elastic fixation



### Características

- fixação transparente, elástica pele-friendly
  - germes e impermeável de poliuretano de folha com poliacrilato-adesivo
  - suave
  - fixação segura e remoção suave devido a pele adesivo amigável
  - devido à elasticidade, o curativo também se adapta
- optimamente a forte delineado partes corporais
- e adequado para a pele sensibilidade pele-friendly

### Uso

Para a proteção contra infecções secundárias e contra irritações mecânico de feridas secas e principalmente medicative

### MaiMed® - stretch transparent, non-sterile, 1 role packed in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	EAN	PZN
Elastic fixation	5 cm x 10 m	transparent	1 role	77601	9100683	100
Elastic fixation	10 cm x 10 m	transparent	1 role	77602	9100708	50
Elastic fixation	15 cm x 10 m	transparent	1 role	77603	9100714	50
Elastic fixation	10 cm x 2 m	transparent	1 role	77604	9100720	180



## MaiMed® - stretch Elastic Non-Woven Fixation Fabric

### Characteristics

hipoalergênico, branco, elástico não tecido tecido fixação

- poliéster com 100% de adesivo de poliacrilato
- respirável e suave
- indicado para peles sensíveis
- devido à elasticidade, o curativo também se adapta de forma ideal para as partes do corpo descritas fortes
- fixação segura e remoção suave devido ao adesivo de pele-friendly



### Usage

Especialmente adequado para exterior em grande escala e fixação elástica de ligaduras.

### MaiMed® - stretch, non-sterile, single packed, in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Elastic non-woven fixation fabric	5 cm x 10 m	white	○	1 piece 77580	4002705	60
Elastic non-woven fixation fabric	10 cm x 10 m	white	○	1 piece 77585	4002711	32
Elastic non-woven fixation fabric	15 cm x 10 m	white	○	1 piece 77590	4002800	20
Elastic non-woven fixation fabric	20 cm x 10 m	white	○	1 piece 77595	4002817	16
Elastic non-woven fixation fabric	30 cm x 10 m	white	○	1 piece 77600	4002823	10



## MaiMed® - plast Plaster Roll

### Characteristics

- Adesivo cor de pele em um papel tecido tafetá
- adesivo com óxido de zinco
- tearable longitudinal e transversal
- fixação conveniente
- ferido num núcleo de plástico



### Uso

Para a fixação externa de cateteres venosos, cânulas, drenos e curativos.

### MaiMed® - plast, non-sterile, in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Adhesive plaster	1,25 cm x 9,1 m	skin tone	○	24 pieces 77145	4002533	24
Adhesive plaster	2,50 cm x 9,1 m	skin tone	○	12 pieces 77150	4002556	24
Adhesive plaster	5,00 cm x 9,1 m	skin tone	○	6 pieces 77155	4002562	24



## MaiMed® - plast Classic Plaster

### Características

pronto para uso, o tom de pele, não elástica

- excelente resistência cola devido ao tecido tafetá
- com adesivo de óxido de zinco
- cobertura ferida não é ferida adesivo é altamente absorvente
- respirável e macio



### Uso

Especialmente adequado para fixação conveniente de ligaduras.

### MaiMed® - plast Classic, non-sterile, in a dispenser

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt	Preço/uni
Plaster	4 cm x 5 m	skin-tone	○	1 piece 77310		60	
Plaster	6 cm x 5 m	skin-tone	○	1 piece 77320		42	
Plaster	8 cm x 5 m	skin-tone	○	1 piece 77330		36	



## MaiMed®- med strips Plasterstrips



### Características

- branco, pronto para uso plasterstrips
- tecido não-tecido com o adesivo de poliacrilato
- bloco de centro ferida consistindo de poliéster com uma proteção de tecido não-tecido que impede grudadas com a ferida
- hipoalergênico e pele-friendly
- respirável e suave
- indicado para peles sensíveis

### Uso

Penso para uso diário com ferimentos leves. Especialmente adequados para as partes móveis do corpo.

### MaiMed®- med strips, non-sterile, packed by 100 pieces in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Plasterstrips	1,9 cm x 7,2 cm	white 	100 pieces	77422	9080549	100
Plasterstrips	1,9 cm x 4,0 cm	white 	100 pieces	77424	9080526	100



## MaiMed®- classic strips Plasterstrips



### Características

- tom de pele, pronto para uso plasterstrips
- tecido não-tecido com o adesivo de poliacrilato
- bloco de centro ferida consistindo de poliéster com uma proteção de tecido não-tecido que impede grudadas com a ferida
- hipoalergênico e pele-friendly
- respirável e suave
- indicado para peles sensíveis

### Uso

Indicado para uso diário e para pequenas lesões, para peles sensíveis.

### MaiMed®- classic strips, non-sterile, packed by 100 pieces in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Plasterstrips	1,9 cm x 7,2 cm	skin-tone 	100 Stück	77425	9080503	100





# SAÚDE UNIVERSAL



## Standards & Guidelines

Our MaiMed®-Quality Assurance pursues very strict guidelines which exceed indeed the current legal standards & guidelines. Our MaiMed mission statement is „Top safety for patients and customers“.

DIN EN ISO 9001  
Quality assurance systems - requirements

DIN EN ISO 13485:2003  
Medical products - Quality assurance systems  
Requirements for regulatory purposes

Guideline 93/42/EWG  
European Guideline for medical products

DIN EN ISO 14971  
Medical products - Application of risk management for medical products

DIN ISO 2859-1  
Acceptance sampling inspection by number of incorrect units or faults  
Part 1: sorted sampling plans for inspection of a series of batches by acceptable quality levels (AQL)

DIN EN ISO 10993  
Biological evaluation of medical products

DIN EN ISO 10993  
Sterilization of medical products  
Micro-biological methods

DIN EN 556  
Sterilization of medical products  
Requirements for medical products

DIN EN 14079  
Non-active medical products  
Products of absorbent gauze



DIN EN 420  
Protective gloves - General requirements



DIN EN 374  
Protective gloves against chemicals and micro-organism



DIN EN 388  
Protective gloves against mechanical risks



DIN EN 455  
Medical gloves for single-use

DIN EN 14683  
Surgical masks - Requirements and test procedures

DIN EN 149  
Breathing apparatus - filtering half-masks for protection against particles

Guideline 89/686/EWG  
Guideline for personal protective equipment

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
Hazard analysis and critical control points

DIN EN 166  
Personal eye protection requirements

DIN EN 352-2  
Hearing protectors - general requirements  
Part 2: ear plugs

Typ 1  
EN 943-1  
EN 943-2



**Gas-proofed chemical protective suits**  
Protective clothes against liquids and gaseous chemicals, aerosols and solid particles

Typ 2  
EN 943-1



**Non-gas-proofed chemical protective suits**  
Protective suits, which maintain an excess pressure, in order to avoid a penetration of dusts, liquids and gases

Typ 3  
EN 14605  
EN 466



**Liquid-proofed protective suits**  
Protective clothes against liquid chemicals. Requirements for chemical protective suits with liquid-proofed connections/bonds between the parts of the clothes

Typ 4  
EN 14605  
EN 465



**Splash-resistant protective suits**  
Protective clothes against liquid chemicals. Requirements for chemical protective suits with spray-proofed connections/bonds between the parts of the clothes

Typ 5  
EN ISO  
13982-1



**Dry-particle protective suits**  
Protective clothes - Protection against solid particles  
Part 1: Protection against air-transported solid particles

Typ 6  
EN 13034



**Spray-resistant protective suits**  
Protective clothes against liquid chemicals. Requirements for chemical protective suits with limited protection against liquid chemicals

EN 1073-2



**Protective clothing against radioactive contamination**  
Part 2: Requirement and test procedures for non-ventilated protective clothing against radioactive contamination with solid particles;  
German version EN 1073-2:2002 (does not protect against radioactive radiation)

EN 14126



**Protective clothes against infectious agents**  
Requirements and test procedures for protective clothes against infectious agents; German version EN 14126:2003

EN 1149-1



**Protective clothes - electrostatic properties**  
Part 1: surface resistivity (requirements and test procedures)

EN 533-Index 1



**Protective clothes against heat and flames**  
Materials and combination of materials with limited flame propagation

EN 369



**Protective clothes against liquid chemicals**  
Test procedure: Resistance of materials against permeation of liquids

EN 12941

**Breathing apparatuses**  
Blower filters apparatus with helmet or bonnet. Requirements, testing, marking



## HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

HACCP is a preventing system to ensure the safety of food and consumers. According to the European Community it is mandatory to apply the HACCP-concept for all companies which are involved in production, processing and distribution of food. Since 01.01.2006 in the EU it is only allowed to do business with food which does follow the HACCP-guidelines.

### The HACCP-Concept requires:

- to analyze all existing dangers for the safety of the food which are in the responsibility of the company (identify critical control points)
- to establish critical limits
- to establish monitoring procedures for the critical control points
- to establish corrective actions in case of divergences
- to establish verification procedures, record keeping and documentation procedures



## Standards for Protective Gloves



**DIN EN 420**  
General requirements  
This pictogram means that the user should read the instruction guide.



**DIN EN 455**  
This DIN standard is applicable for disposable medical gloves.



**DIN EN 374**  
Protective gloves against chemicals and microorganisms



Microorganisms

Levels of Performance	1	2	3
AQL (DIN EN 374)	4	1,5	0,65



**AQL (Acceptable Quality Level)**  
Process in quality management to identify the necessary sample size. During AQL process a certain part of goods is taken from a quantity of goods (e.g. delivery lot) in a defined procedure, and defined as random samples. These random samples are tested against standards and regulations or against regulations and tolerances agreed between customer and supplier. Gloves for medical use do have an AQL of 1,5. For the industrial use an AQL of > 1,5 is acceptable.



**Chemical Protection**  
Chemical protection exists if the break through time is > 30 min for at least 3 chemicals of the list (see table on the right). XYZ stand for the code letters of the three chemicals for which the glove has achieved a break through time of >30 min:

### Chemical Protection

A	Methanol
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Methylene Chloride
E	Carbon Disulfide
F	Toluene
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuran
I	Ethyl Acetate
J	N-Heptane
K	Sodium Hydroxide 40%
L	Sulphuric Acid 96%

Levels of Performance	0	1	2	3	4	5	6
Minutes	< 10	10	30	60	120	240	> 480



Resistance to chosen chemicals  
This pictogram is used for gloves which do not fulfil the requirements listed above and/or do have an AQL of 4 or worse.



This pictogram shows if the gloves are suitable for food.



## MaiMed® - Pro-Tec PF Latex sem Pó

### Características

- luvas de exame de uso único feitas de fina látex com borda rolada
- sem pó
- devido à dupla chloranation áspera-micro
- approx.245 mm de comprimento
- particularmente resistentes e seguro
- pode ser usado em qualquer lado
- adequado para alimentos
- acc. a norma DIN EN 455 1,2,3, AQL 1,5



### Uso

MaiMed Pro-Tec PF são adequados para o uso em medicina, bem como em alimentos.



### MaiMed® - Pro-Tec PF, caixa com 100 unidades

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Latex proTec	XS	light-beige	100 pieces	74186	9074224	10
Latex proTec	S	light-beige	100 pieces	74187	9074230	10
Latex proTec	M	light-beige	100 pieces	74188	9074247	10
Latex proTec	L	light-beige	100 pieces	74189	9074253	10
Latex proTec	XL	light-beige	100 pieces	74190	9074276	10

## MaiMed® - Pro-Tec Com pouco pó

### Características

- luvas de exame de uso único feitas de fina látex com borda rolada
- com pouco pó
- devido à dupla chloranation áspera-micro
- approx.245 mm de comprimento
- particularmente resistentes e seguro
- pode ser usado em qualquer lado
- adequado para alimentos
- acc. a norma DIN EN 455 1,2,3, AQL 1,5



### Uso

MaiMed Pro-Tec são adequados para o uso em medicina, bem como em alimentos.



### MaiMed® - Pro-Tec , caixa com 100 unidades

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Latex proTec	XS	light-beige	100 pieces	74176	9074224	10
Latex proTec	S	light-beige	100 pieces	74177	9074230	10
Latex proTec	M	light-beige	100 pieces	74178	9074247	10
Latex proTec	L	light-beige	100 pieces	74179	9074253	10
Latex proTec	XL	light-beige	100 pieces	74180	9074276	10



### MaiMed® - Azul Latex, com Pó



#### Características

- luvas de exame de uso único feitas de fino látex com borda rolada
- com pouco pó
- superfície lisa
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistente e seguro
- ambidestras
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5



#### Uso

MaiMed® - Azul são adequados para o uso em medicina e na indústria



#### MaiMed® - Azul non-sterile, 100 pieces packed in a box

Produto	Tamanho	Cor	Packing	REF	PZN	Pack/ert
Latex	XS		blue	100 pieces	74406	10
Latex	S		blue	100 pieces	74407	10
Latex	M		blue	100 pieces	74408	10
Latex	L		blue	100 pieces	74409	10
Latex	XL		blue	100 pieces	74410	10



### MaiMed® - Azul PF Latex, Sem Pó




#### Características

- luvas de exame de uso único feitas de fino látex com borda rolada
- sem pó
- superfície lisa
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistente e seguro
- ambidestras
- adequado para alimentos
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5



#### Uso

MaiMed® - Azul PF são adequados para o uso em medicina e na indústria



#### MaiMed® - Azul PF, non-sterile, 100 pieces packed in a box

Produto	Tamanho	Cor	Packing	REF	PZN	Pack/ert
Latex PF	XS		blue	100 luvas	74416	10
Latex PF	S		blue	100 luvas	74417	none
Latex PF	M		blue	100 luvas	74418	none
Latex PF	L		blue	100 luvas	74419	none
Latex PF	XL		blue	100 luvas	74420	none







## MaiMed® - Tex Latex, Micro-Roughened, Powdered, Sterile



### Características

- luvas cirúrgicas de uso único feitas de látex com borda rolada
- completamente moldada anatomicamente
- com pó
- superfície áspera-micro
- aprox. 280 mm de comprimento
- extremamente alta sensibilidade
- fabricado de acordo com a norma DIN EN 455 1, 2, 3, AQL < 1,0  

### Uso

Para uso cirúrgico

### MaiMed® - Tex, sterile, pairwise packed in a box



Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Surgery gloves	size 6	light-beige	50 pairs	74510	4842606	4
Surgery gloves	size 6 1/2	light-beige	50 pairs	74515	4842612	4
Surgery gloves	size 7	light-beige	50 pairs	74520	4842629	4
Surgery gloves	size 7 1/2	light-beige	50 pairs	74525	4842635	4
Surgery gloves	size 8	light-beige	50 pairs	74530	4842641	4
Surgery gloves	size 8 1/2	light-beige	50 pairs	74535	4842658	4
Surgery gloves	size 9	light-beige	50 pairs	74540	4842687	4



## MaiMed® - Flex Plus PF Latex, Micro-Roughened, Powder-Free, Sterile



### Características

- de uso único luvas cirúrgicas de látex com borda rolada
- completamente moldada anatomicamente
- superfície áspera-micro
- sem pó
- aprox. 280 mm de comprimento
- hipoalergênico
- fabricado de acordo com a norma DIN EN 455 1, 2, 3, AQL < 1,0  

### Uso

Para uso cirúrgico

### MaiMed® - Flex Plus PF, sterile, pairwise packed in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Surgery gloves	size 6	light-beige	50 pairs	74650	4842718	4
Surgery gloves	size 6 1/2	light-beige	50 pairs	74655	4842693	4
Surgery gloves	size 7	light-beige	50 pairs	74660	4842724	4
Surgery gloves	size 7 1/2	light-beige	50 pairs	74665	4842730	4
Surgery gloves	size 8	light-beige	50 pairs	74670	4842747	4
Surgery gloves	size 8 1/2	light-beige	50 pairs	74675	4842753	4
Surgery gloves	size 9	light-beige	50 pairs	74680	4842776	4



### MaiMed® - Vin-Tec PF Vinil, Sem Pó



#### Características

- luvas de exame de uso único feitas de fino vinil com borda rolada
- sem pó
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistente e seguro
- ambidestras
- adequado para alimentos
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5

#### Uso

MaiMed® - Vin-Tec PF são adequados para o uso na medicina, indústria alimentar e fabril.



#### MaiMed® - Vin-Tec PF, não estéril, 100 luvas por caixa

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt	
Vin-Tec	XS		transparent	100 pieces	74356	2074497	10
Vin-Tec	S		transparent	100 pieces	74357	0749212	10
Vin-Tec	M		transparent	100 pieces	74358	0749206	10
Vin-Tec	L		transparent	100 pieces	74359	0749198	10
Vin-Tec	XL		transparent	100 pieces	74360	2074534	10



### MaiMed® - Vin-Tec Vinil, com Pó



#### Características

- luvas de exame de uso único feitas de fino vinil com borda rolada
- com pouco pó
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistente e seguro
- ambidestras
- adequado para alimentos
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5

#### Uso

MaiMed® - Vin-Tec são adequados para o uso na medicina, indústria alimentar e fabril.



#### MaiMed® - Vin-Tec com Pó , não estéril, 100 luvas por caixa

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt	
Vin-Tec	XS		transparent	100 pieces	74316	none	10
Vin-Tec	S		transparent	100 pieces	74317	none	10
Vin-Tec	M		transparent	100 pieces	74318	none	10
Vin-Tec	L		transparent	100 pieces	74319	none	10
Vin-Tec	XL		transparent	100 pieces	74320	none	10



## MaiMed® - Vinil Azul PF Vinil, sem Pó



### Characteristics

- luvas de exame de uso único feitas de fino vinil com borda rolada
- sem pó
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistente e seguro
- ambidestras
- adequado para alimentos
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5



### Usage

MaiMed® - Vinil PF azuis são adequados para o uso na medicina, indústria alimentar e de fabrico

### MaiMed® - Vinil Azul PF, não estéril, 100 luvas por caixa

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Vinyl gloves	XS		blue	100 pieces	74466	10
Vinyl gloves	S		blue	100 pieces	74467	10
Vinyl gloves	M		blue	100 pieces	74468	10
Vinyl gloves	L		blue	100 pieces	74469	10
Vinyl gloves	XL		blue	100 pieces	74470	10



## MaiMed® - Vinil Azul Vinil, com Pó



### Characteristics

- luvas de exame de uso único feitas de fino vinil com borda rolada
- com pó
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistente e seguro
- ambidestras
- adequado para alimentos
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5



### Uso

MaiMed® - Vinil azuis são adequados para o uso na medicina, indústria alimentar e de fabrico

### MaiMed® - Vinil Azul não estéril, 100 luvas por caixa

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Vinyl gloves	XS		blue	100 pieces	74456	10
Vinyl gloves	S		blue	100 pieces	74457	10
Vinyl gloves	M		blue	100 pieces	74458	10
Vinyl gloves	L		blue	100 pieces	74459	10
Vinyl gloves	XL		blue	100 pieces	74460	10



## MaiMed® - Solution PF Nitrilo , Texturada, sem pó



### Características

- de uso único luvas de borracha nitrílica
- sem Latex e sem pó
- texturizados nos dedos
- alternativa de baixo custo para produtos de látex
- aprox. 240 mm de comprimento
- Alta resistência à tracção
- fabricado de acordo com a norma DIN EN 455, 1,2,3,EN 374 1,2,3, ASTM 6319, AQL 1,5

### Uso

Luva sem pó, são adequados para o uso na medicina.



### MaiMed® - Solution PF, Branca, não estéril, 200 luvas por caixa

Produto	Tamanho	Cor	Packing	REF	PZN	Pack/crt	
MaiMed- Solution	XS		Branca	200 pieces	76155	7764864	10
MaiMed- Solution	S		Branca	200 pieces	76156	7764870	10
MaiMed- Solution	M		Branca	200 pieces	76157	7764887	10
MaiMed- Solution	L		Branca	200 pieces	76158	7764893	10
MaiMed- Solution	XL		Branca	200 pieces	76159	7764901	10

### MaiMed® - Solution PF, Azul, não estéril, 200 luvas por caixa

Produto	Tamanho	Cor	Packing	REF	PZN	Pack/crt	
Nitrilo-Solution	XS		Azul	200 pieces	76160	7764924	10
Nitrilo-Solution	S		Azul	200 pieces	76161	7764930	10
Nitrilo-Solution	M		Azul	200 pieces	76162	7764947	10
Nitrilo-Solution	L		Azul	200 pieces	76163	7764953	10
Nitrilo-Solution	XL		Azul	200 pieces	76164	7764976	10

**new**





## MaiMed® Evolution Powder-Free



### Characteristics

- Pronto para usar luvas de polietileno (PEAD), alta densidade
- Semi-transparente
- Não estéril
- Com superfície texturizada
- Muito elástica
- Resistência à tracção elevada, química e térmica
- Resistente a baixas temperaturas
- Com sensibilidade ideal
- Muito confortável de usar
- Fácil de aplicar
- Sem Látex, evitando o risco de alergias de pele
- Ambidestro

AQL de 1,5, e um certificado de autenticidade para mantimentos que pode ser usado sem restrições na indústria de alimentos.

### Uso

Os principais setores que podem ser usadas **MaiMed® Evolution** são o **setor dos cuidados** (. cuidados ambulatoriais, casas de repouso, etc, para tarefas de limpeza diária), o **setor de alimentos** (peixe, carne, alimentos congelados, padaria, Catering e gastronomia) e do setor de **cosméticos, cabeleireiro e limpeza**



**MaiMed® Evolution** não tem nada em comum com luvas PE encontrados em postos de gasolina, supermercados e cabeleireiros. Durante a produção do material de base é refinada de modo a que a luva **MaiMed® Evolution** carecterísticas únicas obtidas como a elasticidade, a sensibilidade tátil e equivalentemente a materiais de qualidade superior, tais como o látex nitrilo ou vinil.

**MaiMed® Evolution** é uma novidade no mercado europeu

**Em que áreas podem ser usados Luvas MaiMed® Evolution ?**  
Devido às propriedades dos materiais e da forma particular a **MaiMed® Evolution** não pode ser usado como Luva de exploração no sector médico (não cumpre a norma **DIN EN 455** ).



### MaiMed® - Evolution PF, não-sterile, packed by 200 luvas por caixa

Produto	Tamanho	Cor	Packing	REF	PZN	Pack/crt	
MaiMed-Evolution	S	●	Branca	200 Luvas	76277	7764930	10
MaiMed-Evolution	M	●	Branca	200 Luvas	76278	7764947	10
MaiMed-Evolution	L	●	Branca	200 pieces	76279	7764953	10
MaiMed-Evolution	XL	●	Branca	200 pieces	76280	7764976	10

MaiMed-Evolution	S	●	Azul	200 Luvas			10
MaiMed-Evolution	M	●	Azul	200 Luvas			10
MaiMed-Evolution	L	●	Azul	200 Luvas			10
MaiMed-Evolution	XL	●	Azul	200 pieces			10





## Black LX PF Latex, Smooth, Sem Pó



### Characteristics

- luvas de exame de uso único feitas de fino látex com borda rolada
- sem pó
- superfície lisa
- aprox. 245 mm de comprimento
- particularmente resistentes e seguro
- Ambidestras
- adequado para alimentos
- fabricado de acordo com DIN EN 455 1, 2, 3, AQL 1,5



### Uso

Preto LX PF são adequados para o uso em medicina, indústria alimentar e Ideal para o uso em estúdios de tatuagem.

### Black LX PF, non-sterile, 100 pieces packed in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt	i
Latex gloves	S	black	100 pieces	74446		10	
Latex gloves	M	black	100 pieces	74447	7796261	10	
Latex gloves	L	black	100 pieces	74448	7796278	10	
Latex gloves	XL	black	100 pieces	174449	7796284	10	

Encontre a luva certa para Substâncias Químicas!

Luvas de uso único Médicos são supostamente para proteger usuário e os pacientes de contaminação no campo da medicina. conformemente de uso único luvas não são adequados para lidar com produtos químicos. No entanto luvas de uso único pode ser usado como luvas de protecção de determinados produtos químicos.



Chemical Substance	Latex	Vinyl	Nitrile
battery acid (spec. grav. 1,28)	●	●	●
aluminium chloride (sat. sol.)	●	●	●
formic acid 90%	●	●	●
formic acid 50%	●	●	●
formic acid 10%	●	●	●
ammonia solution 10%	●	●	●
ammonium chloride (sat. sol.)	●	●	●
aniline	●	●	●
ethyl alcohol	●	●	●
ethyl ether	●	●	●
ethyl acetate	●	●	●
ethylene glycol	●	●	●
acetone	●	●	●
petrol 65 / 95°C	●	●	●
petrol 100 / 140°C	●	●	●
benzene	●	●	●
solution of boric acid 3,7%	●	●	●
butyric acid	●	●	●
butyl acetate	●	●	●
calcium chloride (sat. sol.)	●	●	●
chloroform	●	●	●
chlorine water (sat. sol.)	●	●	●
chromic acid 10%	●	●	●
hexanaphthene	●	●	●
diesel	●	●	●
ferric (III) chloride (sat. sol.)	●	●	●
acetic acid 50%	●	●	●
acetic acid 10%	●	●	●
fats, vegetable	●	●	●
fats, animal	●	●	●
fats, mineral	●	●	●

Chemical Substance	Latex	Vinyl	Nitrile
formaldehyde solution 40%	●	●	●
tannic acid	●	●	●
glycerin	●	●	●
heating oil	●	●	●
hydrosulfite, aqueous	●	●	●
hypochlorite	●	●	●
isoamyl alcohol	●	●	●
isobutyl alcohol	●	●	●
isopropyl alcohol	●	●	●
potassium hydroxide solution	●	●	●
potassium hydroxide solution	●	●	●
potassium dichromate (sat.)	●	●	●
potassium permanganate (sat.)	●	●	●
carbolineum	●	●	●
sodium chloride (sat. sol.)	●	●	●
copper sulphate (sat. sol.)	●	●	●
cod-liver oil	●	●	●
linseed oil	●	●	●
magnesium chloride	●	●	●
methyl ethyl ketone	●	●	●
lactic acid 10%	●	●	●
sodium carbonate (sat. sol.)	●	●	●
sodium hypochlorite solution	●	●	●
sodium sulfide	●	●	●
caustic soda 40%	●	●	●
caustic soda 10%	●	●	●
nitrobenzene	●	●	●
cellulose thinner (lacquers)	●	●	●
Oils, vegetable	●	●	●
Oils, animal	●	●	●
Oils, mineral	●	●	●

Chemical Substance	Latex	Vinyl	Nitrile
paraffin oil	●	●	●
perchloroethylene	●	●	●
petroleum	●	●	●
phosphoric acid 50%	●	●	●
phosphoric acid 10%	●	●	●
castor oil	●	●	●
rape oil	●	●	●
nitric acid conc.	●	●	●
nitric acid 10%	●	●	●
hydrochloric acid conc.	●	●	●
lard	●	●	●
carbon disulfide	●	●	●
sulphuric acid conc.	●	●	●
sulphuric acid 80%	●	●	●
sulphuric acid 50%	●	●	●
spindle oil	●	●	●
turpentine	●	●	●
carbon tetrachloride	●	●	●
toluene	●	●	●
transformer oil	●	●	●
trichloroethylene	●	●	●
suds 10%	●	●	●
water	●	●	●
water glass	●	●	●
hydrogen peroxide 30%	●	●	●
tartaric acid (sat. sol.)	●	●	●
xylamon	●	●	●
xylene	●	●	●
citric	●	●	●

- Inadequado
- Adequado com manuseamento limitado
- Adequado



# SAÚDE UNIVERSAL





## MaiMed® - FM Comfort Máscara Cirúrgica



### Características

- máscara cirúrgica feita de não tecido de três tecido de camada
- para a ligação com laços atrás da cabeça ou com faixas elásticas em ambos os lados
- banda de nariz ajustável para um anatomicamente ajuste em forma
- ajuste ideal permite respirar totalmente desimpedido
- hipoalergênico e permeável ao ar
- fibra de vidro livre
- sem látex
- peso mínimo
- cores diferentes disponíveis
- filtração bacteriana (BFE) 98%
- Typ II
- esterilizável: EO; R

### Uso

Para uso como uma máscara facial em hospitais e na indústria alimentar.

### MaiMed® - FM Comfort, non-sterile, 50 máscaras a caixa

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Com fita	standard size	green	50 pieces	75501	2208087	20
Com fita	standard size	blue	50 pieces	75500	5014099	20
Com fita	standard size	yellow	50 pieces	75552	5467518	20
Com fita	standard size	pink	50 pieces	75511	5467530	20
Com fita	standard size	white	50 pieces	75506	5467547	20
Com elástico	standard size	green	50 pieces	75513	5014142	20
Com elástico	standard size	blue	50 pieces	75503	2208101	20
Com elástico	standard size	yellow	50 pieces	75517	5467553	20
Com elástico	standard size	pink	50 pieces	75514	5467576	20
Com elástico	standard size	white	50 pieces	75512	5467582	20



## MaiMed® - Cap B Bouffant Cap

### Características

- gorro feito de polipropileno não-tecido
- com elástico circundante
- leve e respirável
- sem látex
- pode ser colocado de forma rápida e convenientemente
- ar-permeável e temperatura-regulador
- padrão de tamanho 52 centímetros
- adequado para fins de HACCP
- esterilizável: EO; R



### Uso

Utilizado em hospitais, medicina e indústria de alimentos.

### MaiMed® - Cover PE, non-sterile, packed by 100 pieces

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Bouffant cap	Ø 52 cm	white	100 pieces	75507	6129491	10
Bouffant cap	Ø 52 cm	blue	100 pieces	75024	6113745	10
Bouffant cap	Ø 52 cm	green	100 pieces	75509	6129516	10



## MaiMed® - Cap BS Peaked Bouffant Cap

### Características

- cobertura de sapato feito de polietileno
- espessura de 25 µm
- muito resistente
- impermeável
- tamanho padrão de 40 cm de comprimento
- adequado para fins de HACCP
- esterilizável: EO; R



### Uso

Para cobrir sapatos ao entrar em salas limpas, áreas do hospital e trabalhando na indústria de alimentos.

### MaiMed® - Cap BS, non-sterile, 100 pieces in a box

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Shoe cover	length 40 cm	blue	100 pieces	75508	6113886	20



## MaiMed® - Cap K Clip Cap

### Características

- cap clipe feito de preso não-tecido polipropileno-leno
- com elástico circundante
- leve e respirável
- sem látex
- tampa para todos os fins de custo-benefício
- ar-permeável e temperatura-regulador
- padrão de tamanho 50 centímetros
- adequado para fins de HACCP
- esterilizável: EO; R



### MaiMed® - Cap K, non-sterile, 100 Gorros a Caixa

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Clip cap	Ø 50 cm	white	100 pieces	75043	6113774	10
Clip cap	Ø 50 cm	blue	100 pieces	75044	6113780	10
Clip cap	Ø 50 cm	green	100 pieces	75042	6113768	10



## MaiMed® - Holzmundspatel Wooden Mouth Spatula

### Características

- espátula boca de madeira prontas para uso
- não estéril
- feito de 100% bétula
- qualidade inquebrável
- com bordas arredondadas
- 15 centímetros de comprimento e 1,8 cm de largura
- disponível também estéril, embalado em um único pacote casca
- esterilizável a - A 121°C



### Uso

Para uso externo. Para a inspeção de faringes cavidade oral. Estéril espátula de boca pode ser usado para o tratamento de feridas e de trabalho laboratorial, citologias. Após o uso da espátula boca pode ser descartado no pacote de casca que neutraliza a contaminação

### MaiMed® - Espátulas de Madeira, non-sterile, 100 Espátulas por Caixa

Article description	Size	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Wooden mouth spatula	15 cm x 1,8 cm	100 pieces	75515	0352006	50

### MaiMed® - Espátulas de Madeira, sterile, 50x1 Espátulas por Caixa

Article description	Size	Packing	REF	PZN	Pack/crt
Wooden mouth spatula	15 cm x 1,8 cm	50 x 1 piece	75041	5901015	48



## MaiMed® - Alkoholtupfer Alcohol Pads

### Characteristics

- alcohol pads made of non-woven fabrics
- soaked with 0,7ml isopropyl alcohol 70%
- practical and quickly openable
- immediately ready for use
- very tearproof



### Usage

For cleaning of the skin before hypodermic syringe.

### Special Information

The alcohol pads can only be used in accordance with the valid national law and hygienic regulations.



## MaiMed® - ZW Rolos Algodão

### Características

- rolos de algodão absorvente
- branqueado sem cloro
- diretriz 93/42/CEE, EN ISO 10993
- 40 mm de comprimento
- 100% algodão

### MaiMed® - ZW, non-sterile, 300g in a poly bag

Article Description	Size	Colour	Packing	REF	EAN	PZN
Size 1	Ø 8 mm	white	○	300 g	72382	4046153091225 3263504
Size 2	Ø 10 mm	white	○	300 g	72383	4046153091249 3263533
Size 3	Ø 12 mm	white	○	300 g	72384	4046153091263 3263562
Size 4	Ø 14 mm	white	○	300 g	72385	4046153091287 3263651



### Uso

MaiMed® - ZW são utilizados em cirurgias dentais, de modo a manter a área de tratamento seca.



## MaiMed® - MK Gauze Swabs



### Características

- compressas tecido não-tecido
- especialmente macio, 65% viscose, 35% de poliéster
- extremamente absorvente e agradável à pele
- respirável
- compressas não-tecidos não-estéreis são esterilizáveis a - A 121 ° C

### Usage

For external wound dressing of secreted and contaminated wounds in ambulance, warding and First Aid.



### MaiMed® - VK, non-sterile, packed by 100 pieces, in sterilizable paper bag

Article Description	Size	Packing	REF	EAN	PZN	Pack/crt
4-ply	5 cm x 5 cm	100 pieces	21210	4046153001422		20
4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 pieces	21220	4046153001446		20
4-ply	10 cm x 10 cm	100 pieces	21230	4046153001484		20
4-ply	10 cm x 20 cm	100 pieces	21240	4046153001507		20
6-ply	5 cm x 5 cm	100 pieces	21260	4046153001521		20
6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 pieces	21270	4046153001545		20
6-ply	10 cm x 10 cm	100 pieces	21280	4046153001569		20
6-ply	10 cm x 20 cm	100 pieces	21290	4046153001606		20

### MaiMed® - VK, sterile, packed by 25 x 2 pieces, in a box

Article Description	Size	Packing	REF	EAN	PZN	Pack/crt
4-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 pieces	25210	4046153004843		84
4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 pieces	25220	4046153004928		60
4-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 pieces	25230	4046153005024		40
4-ply	10 cm x 20 cm	25 x 2 pieces	25240	4046153005123		20

### MaiMed® - VK, sterile, packed by 5 pieces, in a box

Article Description	Size	Packing	REF	EAN	PZN	Pack/crt
4-ply	5 cm x 5 cm	50 x 5 pieces	25211	4064153004867		27
4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	50 x 5 pieces	25221	4046153004942		18
4-ply	10 cm x 10 cm	50 x 5 pieces	25231	4064153005048		10



## MaiMed® - MK Gauze Swabs



### Characteristics

- compressas de gaze prontas para uso
- gaze absorvente especialmente macio
- 17-thread
- DIN EN 14079-VM 17
- em várias posições disponíveis
- 100% algodão
- ES = dobrado bordas cortadas
- extremamente alta absorção
- abriu também utilizável em tamanhos maiores
- compressas de gaze não estéreis são esterilizável em A 121 ° C ou OE

### Usage

For external wound dressing of secreted and contaminated wounds in ambulance, warding and First Aid.

eClass: 34-21-02-01

### MaiMed® - MK, non-sterile, in sterilizable paper bag

Article Description	Size	Packing	REF	EAN	PZN	Pack/crt
8-ply	5 cm x 5 cm	100 pieces	21010	4046153000647	8888700	10
8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 pieces	21050	4046153000784	8888717	10
8-ply	10 cm x 10 cm	100 pieces	21080	4046153000944	8888723	10
8-ply	10 cm x 20 cm	100 pieces	21132	4046153001187	2070358	5

### MaiMed® - MK, sterile, packed by 100 x 1 piece, in a box

Article Description	Size	Packing	REF	EAN	PZN	Pack/crt
8-ply	5 cm x 5 cm	100 x 1 pieces	25017	4046153083183	none	42
8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 x 1 pieces	25018	4046153083206	none	30
8-ply	10 cm x 10 cm	100 x 1 pieces	25019	4046153083220	none	20
8-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 pieces	25050	4046153003426	8888858	84
8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 pieces	25060	4046153003549	8888864	60
8-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 pieces	25070	4046153003686	8888870	40





**SAÚDE  
UNIVERSAL**